

प्राचार्य कार्यालय,

भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा - 803115

Principal Mob. No-

E-mail- drpkchoudhary13@gmail.com

Website- www.vimspawapuri.org



0851121191, 09955570488

E-mail: principal.vims.pawapuri@gmail.com

पत्रांक 1114

## कोटेशन आमंत्रण सूचना

विभागाध्यक्ष, पैथोलॉजी विभाग के पत्रांक 201 दिनांक 23/11/2021 एवं दिनांक 16/08/2022 को आहूत क्रय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में पैथोलॉजी विभाग में **Basic requirement for IHC/ICC Lab Set up** के अन्तर्गत संलग्न सामग्री/उपकरणों के क्रय हेतु निबंधित विक्रेताओं/फर्मों जिनके पास PAN No, TIN/VAT/GST No. हो, से कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

कोटेशन में सामग्री, कंपनी का नाम, मात्रा, मूल्य, कर, Expiry date (कोटेशन की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष), यदि हो, आदि का विवरण देना अनिवार्य है। सभी सामग्रियों की आपूर्ति संस्थान के केन्द्रीय भण्डार में करनी होगी जिसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी। कोटेशन संस्थान के E Mail [principal.vims.pawapuri@gmail.com](mailto:principal.vims.pawapuri@gmail.com), [principalmimspawapuri@gmail.com](mailto:principalmimspawapuri@gmail.com) /रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। कूरियर/हाथो हाथ अथवा अन्य माध्यम के द्वारा कोटेशन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोटेशन दिनांक 01/09/2022 को अपराह्न 05:00 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त तिथि एवं समय के बाद प्राप्त कोटेशन अमान्य होंगे।

कोटेशन निरस्त करने/तिथि विस्तारित करने एवं अन्य किसी निर्णय लिये जाने का अधिकार क्रय समिति/अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

अनुलग्नक - सामग्री/उपकरण की सूची।

प्राचार्य,

भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान,

पावापुरी, नालन्दा।

ज्ञापांक - 1114 पावापुरी, दिनांक 24/08/2022

प्रतिलिपि - विभागाध्यक्ष, पैथोलॉजी विभाग, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी, नालन्दा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - श्री संजीव कुमार रंजन, डाटा इन्प्री ऑपरेटर, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी, नालन्दा को आदेशित है कि आज ही उपरोक्त कोटेशन आमंत्रण सूचना को संस्थान के वेबसाइट एवम् सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

प्राचार्य,

भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान,

पावापुरी, नालन्दा।

**Pathology Department**  
**Bhagwan Mahaveer Aayurvedigyan Sansthan Pawapuri (Nalanda)**

**Apparatus require**

- 1 Beaker 500 ml & 1 Ltr each
- 2 Measuring Cylinder up to 100 ml & 1 Ltr each
- 3 Humidity Chamber 1
- 4 Slide Holder 1
- 5 Glass Slide & Cover Slip
- 6 Glass Bottle (500 ml) – 2 Pcs
- 7 Couplin Jar – 10 Pcs
- 8 Tissue Paper
- 9 PAP PEN (Optional)

**Chemical/Reagent require**

- 1 EDTA (MERCK)
- 2 TRIS Salt (MERCK)
- 3 Sodium Hydroxide (NaOH) salt (MERCK)
- 4 Hydrochloric Acid (HCL) (MERCK)
- 5 Poly-L-Lysin or APES (SEGMA-USA)
- 6 D/water

**Instrument require**

- 1 Microwave Oven
- 2 Hot Air Oven or Incubator
- 3 Micro Pipette (5-50 ul) & (100-100ul) one each
- 4 Micro Tips – Small & Big
- 5 PH Meter (digital) or PH Paper 1-10 PH (MERCK)
- 6 Digital wing balance (0.000 gm)
- 7 Auto Stirrer

**Other**

- 1 CD 45(LCA) mouse 2811& PD7/26 7.0 Predilute 145 M – 98
- 2 Cytokeratin Cocktail mouse AE1 & AE3 7.0 Predilute 313 M – 18
- 3 Desmin mouse D33 7.0 Predilute 243 M – 18
- 4 Estrogen Receptor rabbit SP1 7.0 Predilute 249 R – 18
- 5 Chromogranin A
- 6 Her2/Neu rabbit EP3 7.0 Predilute 237 R – 18
- 7 Progesterone Receptor rabbit Y85 7.0 Predilute 323R – 18
- 8 Polymer – HRP/DAB detection kit 16 ml kit set
- 9 Poly – L – Lysin 100ml vial